


# braintronics®

Body&Mind syncSystem

  
CASADA  
healthcare



< timetorelax



ІНСТРУКЦІЯ

# SKYLINER II

# Вітаємо!

Придбавши це масажне крісло, ви виявили поінформованість про необхідність піклуватися про своє здоров'я.

Для того, щоб ви могли отримувати користь від переваг свого масажного крісла протягом тривалого часу, ми просимо вас прочитати і ретельно дотримуватися інструкції з безпеки.


Ми сподіваємося, що вам сподобається ваш персональний Skyliner II.

## Зміст

<b>Дистанційне керування</b> .....	3
<b>Посібник із використання сенсорного екрана</b> .....	4
<b>Використання</b> .....	5
1. Як використовувати сенсорний пульт дистанційного керування .....	5
2. Кнопка "Пауза" (Pause) .....	5
3. Інтенсивність масажу верхньої частини тіла (3D-кнопка) .....	5
4. Автоматичний режим .....	6
5. Ручний режим .....	7
6. Ручний режим – Масаж тиском повітря.....	9
7. Ручний режим - Масаж гомілок .....	10
8. Ручний режим – Ролик для ніг .....	10
9. Ручний режим - Негативні іони кисню .....	11
10. Ручний режим - Підігрів спини .....	11
11. Функція пам'яті .....	12
12. Регулювання нахилу .....	12
13. Налаштування похилого становища .....	13
14. Налаштування положення невагомості .....	13
15. Масаж ніг і стоп .....	13
16. Функція пам'яті .....	13
17. Bluetooth .....	15
18. Налаштування часу .....	15
19. Кнопка швидкого старту (Quick Start) .....	16
Відмінні риси .....	17

# Дистанційне керування

## КЕРІВНИЦТВО З ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОГО ЕКРАНУ



**ПРИМІТКА:** Сенсорний пульт дистанційного керування показує, програми масажу, час, функції масажу та місце розташування масажного блоку. Зверніть увагу на подання інформації на дисплеї!

1. Функція Bluetooth та її відображення на екрані
2. Кнопка встановлення часу та її відображення на екрані
3. Рядок стану
4. Положення плечей можна відрегулювати по вертикалі.
5. Стан масажу, відображення інформації
6. Інтенсивність тиску повітря, її відображення на екрані
7. Кнопки для налаштування ручного режиму масажу: функції пам'яті, індивідуальні налаштування, регулювання нахилу
8. Кнопка Увімк./Вимк. (On/Off)
9. Автоматичні програми масажу
10. Кнопка Вимк.
11. 3D-кнопки функцій масажу
12. Кнопка Пауза (Pause)

# Дистанційне керування

## ВИКОРИСТАННЯ

### 1. Як використовувати сенсорний пульт дистанційного керування


#### 1.1 Почати масаж

Використовуйте пульт дистанційного керування, щоб увімкнути масажне крісло. Ви можете вибрати один із автоматичних режимів. Якщо режим масажу не вибрано протягом 5 хвилин, масажне крісло автоматично вимикається.



Після того, як ви вибрали один з автоматичних режимів, спинка і опора для голілки регулюються на запрограмований кут.


Після регулювання кута нахилу масажне крісло автоматично продовжуватиме розпізнавати положення тіла та точок акупресури (Примітка: швидкий режим не розпізнає положення тіла та точки акупресури, положення тіла визначається в інших режимах). Якщо сканування не завершено, натисніть кнопку «X», щоб пропустити налаштування та автоматично використовувати стандартний режим масажу.



Після завершення сканування ви почуєте звуковий сигнал протягом 10 секунд. Тепер натисніть кнопку «Введення» (OK), щоб масажні головки акуратно висунулися до плечей. Якщо ви хочете додатково відрегулювати область масажу плечей у цей час, ви можете зробити це, натиснувши верхню або нижню частину кнопки «Плечі» (Shoulder). Ви можете вибрати один із 11 рівнів. Якщо ви не бажаєте виконувати будь-які додаткові настройки, автоматично активується задана точка масажу.

# Дистанційне керування

## ВИКОРИСТАННЯ



Кнопка	Функція
	Натисніть цю кнопку, щоб перемістити масажні головки у вищу позицію.
	Натисніть цю кнопку, щоб перемістити масажні головки в нижчу позицію.
	Натисніть цю кнопку, щоб підтвердити налаштування масажної каретки.

### 2. Кнопка «Пауза» (Pause)


Натисніть кнопку "Пауза" (Pause), щоб тимчасово зупинити всі функції під час масажу; натисніть ще раз, щоб відновити масаж. Якщо ви зробите паузу більш ніж на 20 хвилин, масаж автоматично вимкнеться.



Кнопка «Старт/Пауза» (Start/Pause)	Функція
Пауза (Pause)	Натисніть, щоб зупинити поточні функції масажу під час роботи.
Старт (Start)	Натискання цієї кнопки під час паузи відновить масаж у режимі, який почався до зупинки.

### 3. Інтенсивність масажу верхньої частини тіла (3D-кнопка)

Щоб відрегулювати інтенсивність масажу м'язів верхньої частини спини в п'яти рівнях інтенсивності, виберіть кнопки "-" або "+" або символ 3D в меню інформаційного інтерфейсу.



**ПРИМІТКА:** Інтенсивність масажу: інтенсивність 3D масажу, тобто. масажні головки або висунуті вперед, або знаходяться у середині крісла. Інтенсивність масажу залежить від області масажу. Розпізнаються точки акупресури і ви можете перевірити інтенсивність окремих точок масажу. Натисніть цю кнопку, щоб налаштувати інтенсивність певної точки масажу, автоматично або вручну.

# Дистанційне керування

## 4. Автоматичний режим

Автоматичний режим включає 26 автоматичних режимів масажу: швидкий, глибокий масаж тканин, зняття напруги, задоволення, розтяг попереку, регенерація, розслаблення колін, масаж тиском повітря. Натисніть значок автоматичної функції, щоб вибрати режим масажу. Швидкість та тиск не можуть бути змінені під час автоматичної програми масажу.



Авто програми	Функція	Опис
VIP	Stress Relieving	Стрес Полегшення: Полегшити та розслабити м'язи, покращити мікроциркуляцію крові в області спини та кінцівок, а також швидко зняти стрес.
	Morning Energy	Ранкова енергія: Тіло відпочиває після нічного сну. Цей режим швидко розбудить всі функції тіла, масажуючи всі м'язи, щоб розпочати новий день.
	Good-night Sleep	Доброї ночі Сон: Це допомагає збалансувати ваше тіло перед сном, швидко покращуючи якість сну, масажуючи 12 спеціальних точок.
	Joint Care	Догляд за суглобами: Вплив на суглоби шляхом натискання, витягування, ния и других массажных техник.
	Frozen Shoulder	Сковані шия та плечі: Унікальний масажний режим для шиї та плечей, полегшує стан у шиї, а також покращує кровопостачання.
	Spine Massage	Спина масаж: Масаж кожного м'яза вздовж хребта, збільшує рухливість дисків.
Healthcare	Office Regimen	Офіс режим: Збільшуйте фізичну активність за допомогою масажу, спеціально для тих хто багато сидить в офісі.
	Sport Recovery	Спорт Відновлення: Швидко відновлення фізичної втому тіла після вправ.
	Brain Refresh	Голова Оновлення: Полегшує стан у шиї та плечах, сприяє кровопостачанню головного мозку, масажуючи спеціальні точки.
	Spine Care	Догляд за хребтом: Дбайте про стан хребта за відсутності фізических упражнених.
	Waist Care	Догляд за попереком: Зосередьтеся на покращенні стану хребта та зняття напруги
	Legs Care	Догляд за ногами: Швидко зняти м'язову втому в нижній частині тіла.
Special	Health recharge	Здоров'я та перезавантаження: Поліпшіть якість сну та ефективність роботи.
	Meridian Treatment	Меридіани: Масаруйте меридіани, покращуйте мікроциркуляцію організму та швидко підвищуйте імунітет.
	Keep Fit	Підтримка форми: Ефективно масажуйте сідниці та ноги
	Bottom toning	Тонізуючий: Поліпшення загального кровообігу організму для підвищення життєвих сил та імунітету.
	Restoration Massage	Відновлювальний масаж: Швидко розбудить всі функції тіла, відновить фізичну силу та переможіть втому, масажуючи 12 точок здоров'я.
	Tiredness Relief	Втома Полегшення: Програма допоможе зняти втому, відновити життєві сили, вивести молочну кислоту, що утворюється після тренування.


# Дистанційне керування


## Використання


Relaxation	Full-body Stretch	Розтягування всього тіла: Розтягніть м'язи, щоб збільшити гнучкість за допомогою спеціально розробленої програми.
	Thai Massage	Тайський масаж: Всебічно зніміть втому і болючість за допомогою глибокого масажу всього тіла.
	Chinese Massage	Китайський масаж: Техніка традиційного китайського масажу, допоможе збалансувати функції тіла для досягнення фізичної підготовки.
	Total Relax	Повне розслаблення: Заспокійливий масаж всього тіла, що розминає та постукуває, чтобы снять усталость.
	Airbag	Компресійний: Орієнтуючись на масаж під впливом компресії, він допоможе повністю розслабити тіло, відновити втому і заспокоїти нерви.

**ПРИМІТКА:** Якщо вибрано автоматичну функцію і вона відображається на панелі функцій масажу, ви можете безпосередньо стежити за статусом кожної відповідної функції.


## 5. Ручний режим

Натисніть  для доступу до інтерфейсу ручних функцій масажу. Ви можете регулювати інтенсивність і тиск, нахил спинки, масаж верхньої подушкою, масаж нижньої подушкою, тиск на голілки, роликки стоп, негативні іони кисню, нагрівання та інші функції масажу.

Виберіть  для виходу з інтерфейсу користувача.



Інтерфейс користувача для ручних функцій масажу



Інтерфейс користувача для налаштування функцій ручного масажу

### 5.1 Ручний режим – Використання



У інтерфейсі для функції ручного масажу ви можете вибрати між функціями розтягування спини і налаштуваннями швидкості і тиску.

• Ручний режим (використання): існує сім різних технік масажу: розминання, постукування, розминання та постукування, шиацу, 3D та масаж плечей. У режимах постукування та масажу шиацу можна регулювати тиск масажних головок. Швидкість масажу можна регулювати всім технік масажу.

Ви можете вийти з інтерфейсу ручного масажу одним клацанням 

# Дистанційне керування


## Використання



Кнопка	Функція
3D-Масаж	На додаток до швидкості та інтенсивності, є чотири різних типи 3D-режимів, які можна регулювати.
Розминання	Швидкість та інтенсивність можна встановити відповідно до ваших побажаннями.
Разминання та постукування	Комбінація функцій розминання и постукування. Ви можете настроїть швидкість та інтенсивність.
Масаж плечей	Функція масажу плечей знімає напругу в м'язах шиї та плечей. Ви також можете налаштувати швидкість та інтенсивність.
Постукування масажу.	Натисніть цю кнопку двічі, щоб вибрати один із двох різних методів Ви можете налаштувати швидкість, тиск та інтенсивність.
Шиацу	Натисніть цю кнопку кілька разів, щоб вибрати один із двох методів масажу шиацу. Крім того, ви можете налаштувати швидкість, тиск та інтенсивність.

### 5.2 Ручний режим – Розтяг спини

- Ручний режим (область масажу): включає функції масажу, такі як точковий, частковий, загальний, верхня частина спини або нижня частина спини.
  - Натисніть відповідну піктограму режиму розтягування, щоб вибрати індивідуальний масаж.
  - Під час вибору області масажу без активної функції використовується роликівий режим.
- Щоб закрити інтерфейс користувача ручного режиму, натисніть.



Функції масажу в ручному режимі – інтерфейс для розтягування спини



# Дистанційне керування


## Використання

Кнопка	Функція
Точковий	Натисніть цю кнопку один раз, і на дисплеї з'явиться одна точка. Масажні головки залишаються нерухожими в цій точці.
Місцевий	Натисніть ще раз, з'являться дві стрілки. Масажні головки переміщуються не більше 8 див.
Верхня частина спини	Масаж верхньої частини спини.
Нижня частина спини	Масаж нижньої частини спини.
Спина повністю	Масаж спини повністю
Зміщення вгору	Натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб перемістити область масажу вгору у точковому або частковому режимі.
Зміщення вниз	Натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб перемістити область масажу вниз у точковому або частковому положенні.


## 6. Ручний режим – Масаж тиском повітря


- Ручний режим (тиск повітря): включає функції масажу повітря під тиском.

ім для верхньої та нижньої частин тіла. Натисніть значок функції тиску повітря, щоб увімкнути або вимкнути функцію масажу під тиском. Натисніть або налаштуйте інтенсивність.

- Натисніть ,  щоб закрити інтерфейс користувача.



**Інтенсивність** 

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
		





Під час масажу ви можете регулювати режим масажу тиском повітря в три етапи.


Кнопка	Функція
Вверх	Увімкнення та вимкнення функції масажу тиском повітря верхньої частини тіла.
Вниз	Увімкнення та вимкнення функції масажу тиском повітря нижньої частини тіла.



# Дистанційне керування

## Використання


### 7. Ручний режим – Масаж гомілок

- Натисніть  щоб увімкнути або вимкнути функцію масажу гомілок; є три різних режими масажу гомілок. Натисніть  або  налаштуйте режим масажу гомілок. Щоб вийти з інтерфейсу користувача, натисніть .







Режими масажу гомілок  		
Режим 1	Режим 2	Режим 3
Вперед	Назад	Тектонічна інверсія
Виберіть «Масаж гомілок (Calf Knead)», щоб визначити напрямок масажу. У режимі 3 масаж переміщається поперемінно вперед та назад.		

◀ Ручний режим Функція масажу – Масаж гомілок

Кнопка	Функція
	Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути функцію масажу гомілок.


### 8. Ручний режим – Ролик для ніг

- Натисніть кнопку,  щоб увімкнути або вимкнути функцію масажу ніг роликами. Виберіть або  або  щоб налаштувати швидкість. Ви можете вибрати один із трьох рівнів. Натисніть на цей значок,  щоб закрити інтерфейс користувача.



Швидкість  		
Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
		


◀ Ручний режим Функція масажу – Ролик для стоп


Кнопка	Функція
	Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути функцію масажу ніг.

# Дистанційне керування


## Використання

### 9. Ручний режим – Негативні іони кисню


- Натисніть кнопку «Негативні іони (Negative Ions)», щоб увімкнути або вимкнути функцію. цю масажу з негативними іонами кисню. Виберіть для виходу  з інтерфейсу користувача.




Ручний режим Функція масажу –  
Негативні іони кисню


Кнопка	Функція
 Негативні іони кисню	Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути функцію масажу з негативними іонами кисню.

### 10. Ручний режим – Підігрів спини

- Натисніть,  щоб увімкнути або вимкнути функцію термомасажу. Для досягнення ідеальної температури інфрачервоному випромінюванню може знадобитися до трьох хвилин. Виберіть для виходу з інтерфейсу користувача.





Функція ручного масажу – Підігрів  
спини


Кнопка	Функція
 ON	Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути функцію підігріву.

# Дистанційне керування

## Використання

### 11. Функція пам'яті

- Натисніть  щоб отримати доступ до пам'яті індивідуальних програм. Знайдіть тут пам'ять програми I, пам'ять програми II, пам'ять програми III та інші функції пам'яті.
- Виберіть опцію запам'ятати або вибрати з пам'яті масажу, натиснувши на неї.
- Зберігання: Збережіть всі ваші індивідуальні налаштування, такі як деталі масажу, тиск повітря, кут нахилу та ін.
- Вибір із пам'яті: виберіть раніше збережену техніку масажу, а також тиск повітря, кут нахилу та інші параметри.
- Виберіть  для виходу з інтерфейсу користувача.





Інтерфейс користувача для вибору програми з пам'яті




Домашня сторінка пам'яті програм

### 12. Регулювання нахилу

- Використовуйте цей значок  щоб відкрити вікно вибору для встановлення кута нахилу. Відрегулюйте спинку і положення подушки для гомілок, нижнє, верхнє, підйом і опускання підставки для гомілок, положення невагомості, розширення підніжки. Натисніть  щоб вийти з цього інтерфейсу користувача.



Інтерфейс користувача  
Налаштування кута нахилу







Кут нахилу домашня сторінка



# Дистанційне керування

## Використання



### 13. Налаштування похилого положення

Кнопка	Функція
 Leg Up	Підйом ніг: натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб підняти подушку для гомілок незалежно від спинки, відпустіть для зупинки; підставка для ніг регулюється автоматично після підйому подушки для гомілок.
 Leg Down	Опускання ніг: натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб опустити подушку для гомілок незалежно від спинки, відпустіть для зупинки; підставка для ніг регулюється автоматично після опускання подушки для гомілок.
 Linkage Rise	Підніміть спинку та опору для гомілок: натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб одночасно підняти спинку та опору для гомілок, відпустіть для зупинки. Підставка для стоп регулюється автоматично після зупинки спинки та підставки для гомілок.
 Linkage Fall	Опускання спинки та опору для гомілок: натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб одночасно опустити спинку та опору для гомілок, відпустіть для зупинки. Підставка для стоп регулюється автоматично після зупинки спинки та підставки для гомілок.

### 14. Налаштування положення невагомості

Кнопка	Функція
 I	Положення невагомості I: положення опори для гомілок і спинки автоматично вирівнюється в положення невагомості I.
 II	Положення невагомості II: положення опори для гомілок і спинки автоматично вирівнюється в положення невагомості II.



### 15. Масаж ніг і стоп



Кнопка	Функція
	Кнопка вгору: натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб вручну підняти масажний блок до колін, відпустіть, щоб зупинитися.
	Кнопка вниз: натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб вручну опустити масажний блок в нижнє положення, відпустіть, щоб зупинитися.
	Кнопка вгору: натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб вручну повільно вкоротити масажний блок для стоп, відпустіть, щоб зупинитися.
	Кнопка вниз: натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб вручну повільно подовжити масажний блок для стоп, відпустіть, щоб зупинитися.

# Дистанційне керування

## Використання

### 16. Налаштування

- Виберіть цей значок,  щоб отримати доступ до інтерфейсу користувача і вибрати налаштування. Встановіть підсвічування, період очікування, гучність клацання, серійний номер, мовні та інші параметри.
- Виберіть,  щоб вийти з цієї сторінки.



щоб вийти з цієї сторінки



### 16.1 Яскравість

- Щоб відрегулювати підсвічування та встановити найвищу яскравість 100%, виберіть слайдер підсвічування і посуньте його вліво та вправо.

### 16.2 Період очікування

- Натисніть кнопку «Час очікування (Sleep Time)» і встановіть її на 1 хвилину, 3 хв., 10 хвилин чи 30 хвилин.

### 16.3 Вимкнення звуку

- Натисніть,  щоб вимкнути звук. натисніть,  щоб знову увімкнути звук.

### 16.4 Мова

- Варіанти мови


### 16.5 Серійний номер

- Тут відображається поточна модель виробу.



# Дистанційне керування

## Використання

### 17. Bluetooth


- Натисніть ,  щоб увімкнути або вимкнути Bluetooth
- Після підключення джерела звуку з підтримкою Bluetooth (наприклад, мобільного телефону, електронних музичних інструментів, планшета і т.д.) до модуля Bluetooth масажного крісла музика, що відтворюється на джерелі звуку, може бути передана по бездротовому зв'язку в аудіосистему масажного крісла і відтворюватися через Bluetooth.






Включення Bluetooth	
Bluetooth вимкнено	 Ease Ache 16min
Bluetooth увімкнено	 Ease Ache 16min

◀ Опція Bluetooth недоступна

### 18. Налаштування часу

- Натисніть ,  щоб встановити функцію часу масажу. Кожне натискання додає 5 хвилин. Максимальний час не може перевищувати 40 хвилин. Якщо ви перевищите 40 хвилин, дисплей повернеться до 5 хвилин.



Налаштування часу	
 Ease Ache	

◀ Інтерфейс користувача налаштування часу

# Дистанційне керування

## Використання

### 19. Кнопка швидкого старту (Quick Start)

Кнопка	Функція
	Кнопка Увімк./Вимк. (On/Off): коротко натисніть цю кнопку, щоб зупинити масаж; натисніть та утримуйте протягом трьох секунд, щоб вимкнути його. Якщо ви зробите паузу понад 20 хвилин, масаж автоматично припиниться.
<b>NAI</b>	Іонізатор кисню: натисніть цю кнопку, щоб увімкнути / вимкнути негативні іони кисню.
	Блок спинки та підставка для ніг: натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб одночасно підняти спинку та підставку для ніг, відпустіть для зупинки. Коли спинка і підставка для ніг повністю відрегульовані, датчик автоматично визначає загальну довжину.
	Блок спинки та підставка для ніг: натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб одночасно опустити спинку та подовжити підставку, відпустіть для зупинки. Коли спинка і підставка для ніг повністю відрегульовані, датчик гомілки автоматично визначає загальну довжину підставки.
	Кнопка положення невагомості: кожне натискання кнопки автоматично регулює положення розтягування та спинки у положенні невагомості. Є два режими невагомості.
	Кнопка «Вгору»: натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб вручну налаштувати блок масажу стоп, щоб він повільно зменшувався. Відпустіть, щоб зупинити.
	Кнопка «Вниз»: натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб вручну налаштувати блок масажу ніг, щоб він повільно розширювався. Відпустіть, щоб зупинити.
	Кнопка «Вгору»: натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб вручну перемістити масажер для гомілок у положення коліна. Відпустіть, щоб зупинити.
	Кнопка «Опустити»: натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб вручну опустити блок масажу гомілок. Відпустіть, щоб зупинити.
<b>AUTO</b>	Автоматична кнопка: кожне натискання кнопки активує одну з функцій автоматичного масажу.
	Роз'єм USB: деякі пристрої (наприклад, мобільні телефони) можна заряджати через роз'єм для заряджання USB.



# Відмінні особливості



## ШИАЦУ

Шиацу (натискання пальцями) – це розроблена у Японії техніка на біоактивні точки. Масаж складається з м'яких ритмічних розтягувань і поворотів, що глибоко проникають. Метою шиацу є стимулювання окремих точок на тілі та забезпечення рухливості м'язів.



## РАЗМИНАННЯ

Шкіра та м'язи розминаються або між великим та вказівним пальцями, або між обома руками. Ця техніка масажу найчастіше застосовується для зняття напруги.



## ПОСТУКУВАННЯ

При хитанні виробляють короткі рухи, що постукують, за допомогою ребра долоні або кулака. Це стимулює приплив крові до шкіри і розслаблює напружені м'язи. Якщо застосовувати техніку биття на рівні грудей, то це сприяє розчиненню слизу в легенях.



## РОЛИКОВИЙ МАСАЖ

РОЛІНГ - це приємна поперемінна напруга і розслаблення м'язів, він має особливу заспокійливу і розслаблюючу дію. Ця техніка часто застосовується при завершенні масажу для розслаблення м'язів та релаксації.



## ПОСТУПОВЕ РАЗМИНАННЯ

Ефективне поєднання розминання та лупцювання.



## МАСАЖ СТОП

Масаж стоп класу люкс - швидкість руху масажних роликів можна відрегулювати.



## L ФОРМА МАСАЖНОЇ КАРЕТКИ

В даному масажному кріслі проводиться глибокий масаж всього тіла від шиї до сідниць.

# Відмінні особливості



## ВУГЛЕЦЕВО – ІНФРАЧЕРВОНИЙ ПРОГРІВ

Глибоко проникаюче вуглецево-інфрачервоне тепло розширює кровоносні судини, струм крові прискорюється, а м'язовий тонус знижується. Крім того, цей режим має вкрай сприятливий вплив на нервові клітини, які відповідальні за донесення імпульсів болю до головного мозку.



## Стиснення повітря

Надуті і здуті повітряні подушки здійснюють рухи, що накачують, які викликають природні скорочення м'язів. Благотворно впливає також на область литок та стоп.



## BLUETOOTH

Бездротова передача даних.



## BRAINTRONICS

Ритмічні звуки спеціальних програм Braintronics, на 21 хвилин занурюють у медитацію (альфа-стан). Таке розслаблення відновлює сили не гірше ніж 2 години сну.



## SL-ФОРМА

Завдяки технології наддовгих вигнутих напрямних у формі „SL” дальність масажної дії становить до 135 см. Ця особливість забезпечує Вам насолоду індивідуальним масажем всього тіла від голови до стегон і підтримує правильну «S»-подібну форму хребта.



## ZERO SPACE-ЕКОНОМІЯ ПРОСТОРУ

У положенні масажне крісло пересувається вперед і тому потрібно лише 5 см до стіни позаду. Економія простору та зручність!



## НУЛЬОВА ГРАВІТАЦІЯ

Ви займете положення, знайоме космонавтам як відчуття невагомості.

# Відмінні особливості



## АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ

Спеціально розроблені автоматичні програми для всього тіла, які передбачають широкий діапазон масажних технік. Крім того, можна включити функцію прогріву, за бажання.



## ФУНКЦІЇ ПАМ'ЯТІ

За допомогою інтелектуальної функції пам'яті масажне крісло точно відтворює ваш улюблений вид масажу і починає процедуру негайно без сканування.



## МАСАЖ ЗОНИ СПИНИ

Індивідуально підлаштовується під анатомічні особливості користувача.



## РЕГУЛЬОВАНА ПІДСТАВКА ДЛЯ СТОП

Підставку для стоп можна подовжувати, тому її можна пристосувати до різних розмірів тіла.



## ШВИДКИЙ ДОСТУП

Кнопки швидкого запуску на підлокітнику забезпечують швидкий та простий доступ до найважливіших функцій.



## РЕГУЛЬОВАНА ПОДУШКА

Масажні ролики можуть бути переміщені вгору або вниз в будь-яку зону в області плечей та шиї.



## РЕГУЛЬОВАНА СПИНКА ТА ПІДСТАВКА ДЛЯ СТУПНІВ

Можливість регулювання спинки та підставки для ступнів робить вибір положення тіла ще зручнішим.



## ВІДЧУТТЯ РУЧНОГО МАСАЖУ

При виборі цієї настройки спеціально розроблені масажні головки імітують рух рук масажиста. Вони можуть висуватися на 6,5 см з максимальним кутом 41 градус і здатні масажувати шийні, грудні та поперекові м'язи ефектом ручного масажу.

# Відмінні особливості



## РЕГУЛЮВАННЯ В ОБЛАСТІ ПЛЕЧЕЙ

Масажні головки в області плечей можна переміщати вгору та вниз.



## ІНТЕНСИВНІСТЬ КОМПРЕСІЙНОГО МАСАЖУ

Регульована інтенсивність компресійного масажу.



## ЗОНА КОМПРЕСІЙНОГО МАСАЖУ

Три зони компресійного масажу (все тіло/руки/ноги).



## МАСАЖ В ОДНІЙ ТОЧЦІ

Масажні ролики можна проводити масаж у конкретній точці тіла.



## ШВИДКІСТЬ

Регульована швидкість масажу.



## ШИРИНА

Відстань між масажними роликами можна регулювати (вузький, середній та широкий).



## МУЗИКА

Функція музики для додаткового розслаблення та насолоди.



## РОЛИКОВИЙ МАСАЖ СПИНИ, що розтягує.

Точкова розтяжка спини роликами допомагає зняти напругу з окремих ділянок хребта та активізує організм.

# Відмінні особливості



## АКУПУНКТУРНІ ТОЧКИ

Масаж найважливіших акупунктурних точок (в області литок та кісточок).



## КИСНЕВИЙ ІОНІЗАТОР

Навоколишнє повітря очищається від забруднюючих речовин, що дозволяє дихати очищеним киснем в процесі масажу.



## USB-ЗАРЯДКА

Поки Ви насолоджуєтесь розслаблюючим масажем, вбудована USB-розетка може, наприклад, зарядити Ваш смартфон.



## ЙОГА

Цілеспрямований розтягуючий масаж активізує Ваше тіло і має оживляючу дію на весь організм.



## АРТРОЗНИЙ РОЗТЯГ

Впливом на ноги є м'яке розтягування та тиск. Це стимулює хрящі, що покращує обіг рідин, поживні речовини краще надходять і симптоми артрозу можуть бути полегшені.



## МАСАЖ 3D

У цій новій техніці масажу ролики рухаються не тільки вгору і вниз, а й уперед і назад.



## МАСАЖ ПЛЕЧ

Цілеспрямоване розминання області плечей та шиї – ідеальне рішення при проблемах у цій частині тіла.



## РОЗТЯГУВАННЯ ДЛЯ ПОПЕРЕКУ

Повітряні подушки в нижній частині спини відповідають за м'яке розтягування області тазу. Ідеально знімає напругу.



## РЕФЛЕКТОРНІ ЗОНИ

Нижній масаж рефлекторних зон відновлює м'язи ніг і гармонійно впливає майже на всі органи тіла.





Офіційний представник CASADA в Україні:  
Касада Україна  
м. Київ, пр-т. Володимира Івасюка, 8, корпус 5

+38 050 183-83-83  
+38 067 576-23-23  
+38 044 209-05-21

<https://casada.ua>

Авторське право. На зображення та текст поширюється дія авторського права компанії CASADA International GmbH, їх забороняється використовувати без однозначної згоди правовласника.  
Copyright © 2018 CASADA International GmbH.  
Всі права захищені