



Приліжковий столик на колесах

OSD-1700V

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки	3
3. Технічні характеристики.....	3
4. Загальна характеристика.....	4
5. Технічне обслуговування і догляд.....	4
6. Умови гарантії	5

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь-ласка уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



УВАГА

Не використовуйте приліжковий столик, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте приліжковий столик у випадку пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Приліжковий столик на колесах «OSD-1700V» (далі за паспортом – **приліжковий столик / столик**) – рекомендований для застосування у медичних закладах та вдома. Даний виріб надає можливість користувачу здійснювати повсякденні процедури. Приліжковий столик обладнаний спеціальною базою на чотирьох колесах для зручного переміщення й розташування у приміщенні. Гальма на колесах дозволяють зберігати стійкість столика.

Приліжковий столик «OSD-1700V» розроблений для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

1. Перед початком використання приліжкового столика або під час використання після тривалого зберігання **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що всі частини закріплені та міцно зафіксовані.
2. Будь-які пошкодження повинні бути **УСУНУТІ**.
3. **НЕ СИДІТЬ** на приліжковому столику та **НЕ КАТАЙТЕСЯ** на ньому.
4. Поверхню приліжкового столика **ПОТРІБНО** протирати вологою тканиною. Засоби для чищення повинні бути м'якими. Можна використовувати побутові очисні засоби.



УВАГА

Під час повторного використання приліжкового столика необхідно його протерти та продезінфікувати, а також провести загальний огляд технічного стану.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування приліжкового столика, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-1700V
Матеріал:	дерево
Розміри стільниці, Д x Ш, (см):	60 x 40
Висота, (см):	від 62 до 100
Вага, (кг)	10

4. Загальна характеристика

Приліжковий столик «OSD-1700V» до початку експлуатації необхідно відрегулювати за висотою; а також урегулювати необхідний користувачеві кут нахилу.

У приліжковому столику передбачені чотири колеса з гальмами. Використовується в медичних закладах та в домашніх умовах з метою підвищення комфорту та полегшення догляду за людьми, які тривалий час перебувають в умовах стаціонару або постільного режиму. За допомогою коліс виріб можна посунути ближче до ліжка й зафіксувати у потрібному місці за допомогою гальм.

Усі матеріали, застосовані у виробництві, є біологічно безпечними для шкіри пацієнтів та медичного персоналу.

Приліжковий столик на колесах «OSD-1700V» поставляється у зібраному вигляді.

5. Технічне обслуговування і догляд



Перевіряйте справність приліжкового столика перед кожним використанням, якщо виріб використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

Приліжковий столик розроблений для застосування протягом тривалого часу. Термін його придатності 10 років за умов дотримання усіх правил експлуатації.

Багаторазове пересування, неправильне використання, а також тривале застосування можуть призвести до пошкоджень й ознак зносу, що може створити привід до несправності виробу, якщо не усувати такі дефекти вчасно.

Догляд

Чистити поверхню приліжкового столика необхідно вологою та м'якою ганчіркою. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати.

На разі забруднення приліжкового столика інфекційними або потенційно небезпечними речовинами необхідно продезінфікувати миючим засобом.

Регулярно перевіряйте колеса та їх гальмівний механізм, оскільки бруд та сторонні предмети можуть призвести до погіршення їх роботи або поломки. Видалити сміття або бруд з коліс можна за допомогою щітки.



У лікарнях необхідна постійна дезінфекція. На разі використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати приліжковий столик, щоб уникнути інфекцій.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції приліжкового столика, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



6. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:
Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____